

Anti-ALIX 兔多克隆抗体

K1342240 -20°C



产品信息

蛋白质全称	程序性细胞死亡 6 相互作用蛋白
别名	AIP1, ALG 2 interacting protein 1, Alix, DRIP4, HP95, KIAA1375, PDCD6 interacting protein, PDCD6IP
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ALIX 合成肽
Uniprot ID	Q9WU78
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	96 kDa / 115 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 1000-1: 2000
 阳性样品：Jurkat 细胞

背景

Multifunctional protein involved in endocytosis, multivesicular body biogenesis, membrane repair, cytokinesis, apoptosis and maintenance of tight junction integrity. Class E VPS protein involved in concentration and sorting of cargo proteins of the multivesicular body (MVB) for incorporation into intraluminal vesicles (ILVs) that are generated by invagination and scission from the limiting membrane of the endosome. Binds to the phospholipid lysobisphosphatidic acid (LBPA) which is abundant in MVBs internal membranes.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 ALIX 蛋白(货号 K1342240).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3% 脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603