

Anti-Fragilis 兔多克隆抗体

K1342261 -20°C



产品信息

蛋白质全称	干扰素诱导跨膜蛋白 3
别名	1 8U, Fragilis, IFITM3, IP15
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Fragilis 合成肽
Uniprot ID	Q9CQW9
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	15 kDa / 14 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1600-1: 3200
 阳性样品: 胰腺

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: 肝, 胎盘

背景

IFN-induced antiviral protein which disrupts intracellular cholesterol homeostasis. Inhibits the entry of viruses to the host cell cytoplasm by preventing viral fusion with cholesterol depleted endosomes. May inactivate new enveloped viruses which buds out of the infected cell, by letting them go out with a cholesterol depleted membrane. Active against multiple viruses, including influenza A virus, SARS coronaviruses (SARS-CoV and SARS-CoV-2), Marburg virus (MARV), Ebola virus (EBOV), Dengue virus (DENV), West Nile virus (WNV), human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), hepatitis C virus (HCV) and vesicular stomatitis virus (VSV).


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



WB 检测 Fragilis 蛋白(货号 K1342261).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。



IHC 检测 Fragilis 蛋白(货号 K1342261).
 样品: 大鼠肝, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟。



IHC 检测 Fragilis 蛋白(货号 K1342261).
 样品: 大鼠胎盘, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603