

# Anti-UBXD8 兔多克隆抗体

K1342474 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	Fas 关联因子家族成员 2
别名	ETEA, FAF2, FAS associated factor 2, KIAA0887, Protein ETEA, UBXD8, UBXN3B
免疫原	小鼠 UBXD8 重组蛋白
Uniprot ID	Q3TDN2
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	52 kDa / 53 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1500

阳性样品：肝，脑

## 背景

Protein ETEA (FAF2, or UBXD8) is a homolog to Fas-associated factor 1 (FAF1), which is involved in Fas-mediated apoptosis. ETEA protein directly interacts with and negatively regulates neurofibromin. ETEA contains both UBA and UBX domains and overexpression of ETEA downregulates neurofibromin in human cells. It may play a role in the translocation of terminally misfolded proteins from the endoplasmic reticulum lumen to the cytoplasm and their degradation by the proteasome. ETEA is highly expressed in peripheral blood of patients with atopic dermatitis (AD) compared to normal individuals, and may regulate the resistance to apoptosis that is observed in T cells and eosinophils of AD patients.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 UBXD8 蛋白(货号 K1342474).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603