

# Anti-K80 兔多克隆抗体

K1342537 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	角蛋白 80
别名	CK 80, Cytokeratin 80, K80, KB20, keratin 80, KRT80, Type II keratin Kb20
免疫原	小鼠 K80 重组蛋白
Uniprot ID	Q0VBK2
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	51 kDa / 60 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 300-1: 600

阳性样品: 胎盘


## 背景

There are two types of cytoskeletal and microfibrillar keratin, I (acidic) and II (neutral to basic) (40-55 and 56-70 kDa, respectively).

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 K80 蛋白(货号 K1342537).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603