

Anti-FAM127B 兔多克隆抗体

K1342660 -20°C



产品信息

蛋白质全称	逆转录转座子 Gag 样蛋白 8A
别名	RTL8A, CXX1b, FAM127B, MAR8A, Protein FAM127B
免疫原	人 FAM127B 重组蛋白
Uniprot ID	Q9BWD3
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	13 kDa / 17 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 300-1: 600
 阳性样品：HeLa 细胞

背景

RTL8A is one of at least 11 genes called Mar or Mart related to long terminal repeat retrotransposons. They do not correspond to functional retrotransposons, but rather to neofunctionalized retrotransposons genes.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 FAM127B 蛋白(货号 K1342660).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603