

Anti-MLD 兔多克隆抗体

K1342840 -20°C



产品信息

蛋白质全称	鞘脂Δ4-去饱和酶 DES1
别名	DEGS-1, Des-1, DES1, FADS7, MLD
免疫原	KLH 偶联的小鼠 MLD 合成肽
Uniprot ID	O09005
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	38 kDa / 39 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 800

阳性样品：骨骼肌

背景

Has sphingolipid-delta-4-desaturase activity. Converts D-erythro-sphinganine to D-erythro-sphingosine (E-sphing-4-enine). Catalyzes the equilibrium isomerization of retinols (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 MLD 蛋白(货号 K1342840).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603