

Anti-BPGM 兔多克隆抗体

K1342867 -20°C



产品信息

蛋白质全称	双磷酸甘油酸变位酶
别名	2,3 bisphosphoglycerate mutase, Bisphosphoglycerate mutase, BPG dependent PGAM, BPGM
免疫原	KLH 偶联的小鼠 BPGM 合成肽
Uniprot ID	P15327
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	30 kDa / 30 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 800-1: 1200

阳性样品：睾丸


背景

Plays a major role in regulating hemoglobin oxygen affinity by controlling the levels of its allosteric effector 2,3-bisphosphoglycerate (2,3-BPG). Also exhibits mutase (EC 5.4.2.11) activity.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 BPGM 蛋白(货号 K1342867).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603