

Anti-VAPA 兔多克隆抗体

K1343581 -20°C



产品信息

蛋白质全称	囊泡相关膜蛋白关联蛋白 A
别名	33 kDa VAMP associated protein, hVAP 33, VAMP A, VAMP associated protein A, VAP 33, VAP A, VAP33, VAPA
免疫原	小鼠 VAPA 重组蛋白
Uniprot ID	Q9WV55
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	内质网膜, 细胞膜, 细胞连接
预测分子量 / 观测分子量	28 kDa / 34 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 2000-1: 3000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 800-1: 2400
 阳性样品: 结肠癌, 胃


背景

Binds to OSBPL3, which mediates recruitment of VAPA to plasma membrane sites. The ORP3-VAPA complex stimulates RRAS signaling which in turn attenuates integrin beta-1 (ITGB1) activation at the cell surface. With OSBPL3, may regulate ER morphology. May play a role in vesicle trafficking. {ECO:0000250|UniProtKB:Q9P0L0}.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 VAPA 蛋白(货号 K1343581).
 样品: 人结肠癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 VAPA 蛋白(货号 K1343581).
 样品: 小鼠胃, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603