

# Anti-Annexin-9/ANXA9 兔多克隆抗体

K1343803 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	膜联蛋白 A9
别名	Annexin 31, Annexin 9, annexin A9, Annexin XXXI, ANX31, ANXA9, Pempfaxin
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Annexin-9/ANXA9 合成肽
Uniprot ID	Q9JHQ0
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核, 细胞膜, 分泌型

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人

稀释比: 1: 700-1: 1400

阳性样品: 乳腺癌, 食管鳞状细胞癌


## 背景

May act as a low affinity receptor for acetylcholine.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 Annexin-9/ANXA9 蛋白(货号 K1343803).  
 样品: 人乳腺癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1100 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Annexin-9/ANXA9 蛋白(货号 K1343803).  
 样品: 人食管鳞状细胞癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1100 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603