

Anti-METTL3 兔多克隆抗体

K1344064 -20°C


产品信息

蛋白质全称	N6-腺苷甲基转移酶亚基 METTL3
别名	IME4, M6A, methyltransferase like 3, METTL3, MT A70, MTA70, Spo8
免疫原	人 METTL3 重组蛋白
Uniprot ID	Q86U44
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞质
预测分子量 / 观测分子量	64 kDa / 70 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 300-1: 900
 阳性样品: 睾丸


背景

METTL3 is a key S-adenosyl-L-methionine-binding subunit, which is component of a complex multicomponent enzyme that catalyzes the methylation of internal adenosine residues in eukaryotic mRNA, forming N6-methyladenosine. It contains 2 putative nuclear localization signals and 2 consensus methylation motifs. The calculated molecular weight of METTL3 is 64 kDa, but modified METTL3 is about 65-70 kDa.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 METTL3 蛋白(货号 K1344064).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 METTL3 蛋白(货号 K1344064).
 样品: 大鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603