

# Anti-CDX2 小鼠单克隆抗体

K2364503 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	尾型同源盒蛋白 CDX-2
别名	caudal type homeobox 2, Caudal type homeobox protein 2, CDX 3, CDX2, CDX-2, CDX3, Homeobox protein CDX 2
免疫原	KLH 偶联的人 CDX2 合成肽
Uniprot ID	Q99626
抗体亚型	IgG2a, κ
克隆号	4A11F9
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核
预测分子量 / 观测分子量	34 kDa / 38 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 1000-1: 3000  
 阳性样品: 结肠, 结肠癌, 小肠


## 背景

CDX2, also named as Homeobox protein CDX-2, is a 313 amino acid protein, which contains one homeobox DNA-binding domain and belongs to the Caudal homeobox family. CDX2 localizes in the nucleus and is involved in the transcriptional regulation of multiple genes expression in the intestinal epithelium. The relative expression of CDX1 to CDX2 protein may be important in the anterior to posterior patterning of the intestinal epithelium and in defining patterns of proliferation and differentiation along the crypt-villus axis.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


## 图像



IHC 检测 CDX2 蛋白(货号 K2364503).  
 样品: 人结肠癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 CDX2 蛋白(货号 K2364503).  
 样品: 小鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 CDX2 蛋白(货号 K2364503).  
 样品: 大鼠小肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603