

Anti-ASCT-1 兔多克隆抗体

K1344970 -20°C



产品信息

蛋白质全称	中性氨基酸转运蛋白 A
别名	ASCT 1, ASCT1, SATT, SLC1A4
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ASCT-1 合成肽
Uniprot ID	O35874
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	膜

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠
稀释比: 1: 800-1: 2400
阳性样品: 小脑

ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: 小鼠
稀释比: 1: 100-1: 400
阳性样品:

背景

Transporter for alanine, serine, cysteine, and threonine. Exhibits sodium dependence.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 ASCT-1 蛋白(货号 K1344970).
样品: 小鼠小脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
一抗: 1: 1600 稀释, 4°C 孵育过夜.
二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603