

# Anti-Influenza Virus NS1A Binding Protein 兔多克隆抗体

K1344832 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	流感病毒 NS1A 结合蛋白同源物
别名	ARA3, FLARA3, HSPC068, IVNS1ABP, KIAA0850, ND1, NS 1, NS1, NS1 binding protein, NS1 BP, NS1BP
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Influenza Virus NS1A Binding Protein 合成肽
Uniprot ID	Q920Q8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1200-1: 3600

阳性样品: 结肠


## 背景

Involved in many cell functions, including pre-mRNA splicing, the aryl hydrocarbon receptor (AHR) pathway, F-actin organization and protein ubiquitination. Plays a role in the dynamic organization of the actin skeleton as a stabilizer of actin filaments by association with F-actin through Kelch repeats. Protects cells from cell death induced by actin destabilization. Functions as modifier of the AHR/Aryl hydrocarbon receptor pathway increasing the concentration of AHR available to activate transcription. In addition, functions as a negative regulator of BCR(KLHL20) E3 ubiquitin ligase complex to prevent ubiquitin-mediated proteolysis of PML and DAPK1, two tumor suppressors. Inhibits pre-mRNA splicing (in vitro); [Isoform 2]: May play a role in cell cycle progression in the nucleus.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 Influenza Virus NS1A Binding Protein 蛋白 (货号 K1344832).  
 样品: 小鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Influenza Virus NS1A Binding Protein 蛋白 (货号 K1344832).  
 样品: 大鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603