

Anti-MVD 兔多克隆抗体

K1345249 -20°C



产品信息

蛋白质全称	二磷酸甲羟戊酸脱羧酶
别名	FP17780, MDDase, MPD
免疫原	KLH 偶联的小鼠 MVD 合成肽
Uniprot ID	Q99JF5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 2000
 阳性样品: 脑, 肺

ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠
 稀释比: 1: 100-1: 600
 阳性样品:


背景

Catalyzes the ATP dependent decarboxylation of (R)-5-diphosphomevalonate to form isopentenyl diphosphate (IPP). Functions in the mevalonate (MVA) pathway leading to isopentenyl diphosphate (IPP), a key precursor for the biosynthesis of isoprenoids and sterol synthesis.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 MVD 蛋白(货号 K1345249).
 样品: 人肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 MVD 蛋白(货号 K1345249).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 MVD 蛋白(货号 K1345249).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603