

Anti-ASTL 兔多克隆抗体

K1346149 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Astacin 样金属内肽酶
别名	ASTL, Oocyte astacin, Ovastacin, SAS1B
免疫原	小鼠 ASTL 重组蛋白
Uniprot ID	Q6HA09
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	47 kDa / 47 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 2000-1: 3000
 阳性样品：MCF7 细胞


背景

Oocyte-specific oolemmal receptor involved in sperm and egg adhesion and fertilization. Plays a role in the polyspermy inhibition. Probably acts as a protease for the post-fertilization cleavage of ZP2. Cleaves the sperm-binding ZP2 at the surface of the zona pellucida after fertilization and cortical granule exocytosis, rendering the zona pellucida unable to support further sperm binding.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 ASTL 蛋白(货号 K1346149).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 2000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603