

# Recombinant Anti-VEGFA antibody (兔单克隆抗体)

K545495 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	血管内皮生长因子 A
别名	VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGFA, VEGF, glioma-derived endothelial cell mitogen, MVCD1, VEGF165A, vascular endothelial growth factor A
免疫原	KLH 偶联的人 VEGFA 合成肽
Uniprot ID	P15692
抗体亚型	IgG, κ
克隆号	SB108
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 200-1: 400

阳性样品：胃癌，胎盘


## 背景

Vascular endothelial growth factor (VEGF), originally known as vascular permeability factor (VPF), is a signal protein produced by cells that stimulates the formation of blood vessels. To be specific, VEGF is a sub-family of growth factors, the platelet-derived growth factor family of cystine-knot growth factors.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 VEGFA 蛋白(货号 K545495).  
 样品: 人胃癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 VEGFA 蛋白(货号 K545495).  
 样品: 小鼠胎盘, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603