

# Anti-Smac/Diablo 兔多克隆抗体

K1346518 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	线粒体 Diablo 同源物
别名	Diablo, DIABLO, DFNA64, SMAC, Diablo, Diablo homolog, diablo IAP-binding mitochondrial protein, Smac, diablo homolog (Drosophila), mitochondrial, DIABLO S, SMAC3
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Smac 合成肽
Uniprot ID	Q9JIQ3
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 200-1: 400

阳性样品: 睾丸


## 背景

Diablo homolog (DIABLO) is a mitochondrial protein encoded by the DIABLO gene. SMAC is a mitochondrial protein that promotes cytochrome c- and TNF receptor-dependent activation of apoptosis by inhibiting the effect of IAP—a protein that negatively regulates apoptosis, or programmed cell death. SMAC is normally a mitochondrial protein localized to the mitochondrial intermembrane space, but it enters the cytosol when cells undergo apoptosis.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 Smac/Diablo 蛋白(货号 K1346518).  
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Smac/Diablo 蛋白(货号 K1346518).  
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603