

Anti-NNP-1 兔多克隆抗体

K1344088 -20°C



产品信息

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蛋白质全称 | 核糖体 RNA 加工蛋白 1 同源物 A |
| 别名 | D21S2056E, NNP-1, NNP1, NOP52, Novel nuclear protein 1, Nucleolar protein Nop52, RRP1, RRP1 like protein, RRP1A |
| 免疫原 | 小鼠 NNP-1 重组蛋白 |
| Uniprot ID | P56183 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核 |

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 3000

阳性样品: 结肠


背景

Plays a critical role in the generation of 28S rRNA.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 NNP-1 蛋白(货号 K1344088).
 样品: 小鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 NNP-1 蛋白(货号 K1344088).
 样品: 大鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603