

# Anti-PIP5KL1 兔多克隆抗体

K1344091 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	磷脂酰肌醇 4-磷酸 5-激酶样蛋白 1
别名	PI(4)P 5 kinase like protein 1, PIP5KL1, PIPKH
免疫原	小鼠 PIP5KL1 重组蛋白
Uniprot ID	Q6U7H8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 膜

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 3000

阳性样品: 肾


## 背景

May act as a scaffold to localize and regulate type I PI(4)P 5-kinases to specific compartments within the cell, where they generate PI(4,5)P2 for actin nucleation, signaling and scaffold protein recruitment and conversion to PI(3,4,5)P3.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 PIP5KL1 蛋白(货号 K1344091).  
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 PIP5KL1 蛋白(货号 K1344091).  
 样品: 大鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603