

Anti-TRAFD1 兔多克隆抗体

K1344094 -20°C



产品信息

蛋白质全称	TRAF 型锌指结构域蛋白 1
别名	FLN29, Protein FLN29, TRAFD1
免疫原	小鼠 TRAFD1 重组蛋白
Uniprot ID	Q3UDK1
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 3000

阳性样品：睾丸


背景

Negative feedback regulator that controls excessive innate immune responses. Regulates both Toll-like receptor 4 (TLR4) and DDX58/RIG1-like helicases (RLH) pathways. May inhibit the LTR pathway by direct interaction with TRAF6 and attenuation of NF-kappa-B activation. May negatively regulate the RLH pathway downstream from MAVS and upstream of NF-kappa-B and IRF3.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 TRAFD1 蛋白(货号 K1344094).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TRAFD1 蛋白(货号 K1344094).
 样品: 大鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603