

# Anti-I-FABP 兔多克隆抗体

K1346752 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	肠型脂肪酸结合蛋白
别名	Fatty acid-binding protein 2, Intestinal-type fatty acid-binding protein, FABP, Fabp2, Fabpi, FABP2, FABP1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 FABP2 合成肽
Uniprot ID	P55050
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：大鼠

稀释比：1: 150-1: 600

阳性样品：小肠


## 背景

FABP are thought to play a role in the intracellular transport of long-chain fatty acids and their acyl-CoA esters. FABP2 is probably involved in triglyceride-rich lipoprotein synthesis. Binds saturated long-chain fatty acids with a high affinity, but binds with a lower affinity to unsaturated long-chain fatty acids. FABP2 may also help maintain energy homeostasis by functioning as a lipid sensor.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 I-FABP 蛋白(货号 K1346752).  
 样品: 大鼠小肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 I-FABP 蛋白(货号 K1346752).  
 样品: 大鼠小肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603