

Anti-liver FABP 兔多克隆抗体

K1346761 -20°C



产品信息

蛋白质全称	肝型脂肪酸结合蛋白
别名	FABP1, FABPL, Fatty acid binding protein 1, L FABP
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Fatty acid-binding protein, liver 合成肽
Uniprot ID	P12710
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 100-1: 200

阳性样品：结肠，骨骼肌


背景

Plays a role in lipoprotein-mediated cholesterol uptake in hepatocytes. Binds cholesterol. Binds free fatty acids and their coenzyme A derivatives, bilirubin, and some other small molecules in the cytoplasm. May be involved in intracellular lipid transport.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 liver FABP 蛋白(货号 K1346761).
 样品: 小鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 200 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 liver FABP 蛋白(货号 K1346761).
 样品: 小鼠骨骼肌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 200 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603