

Recombinant Anti-Mast cell tryptase antibody (兔单克隆抗体)

K545330 -20°C



产品信息

蛋白质全称	类胰蛋白酶 α/β -1
别名	MCP7, TPS1, TPS2, TPSAB1, TPSB1, Tryptase 1, tryptase alpha/beta 1, Tryptase beta 1, Tryptase I
免疫原	人 Mast cell tryptase 重组蛋白
Uniprot ID	Q15661
抗体亚型	IgG, κ
克隆号	SB45
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 结肠, 皮肤


背景

Tryptase is the major neutral protease present in mast cells and is secreted upon the coupled activation-degranulation response of this cell type. May play a role in innate immunity. Isoform 2 cleaves large substrates, such as fibronectin, more efficiently than isoform 1, but seems less efficient toward small substrates.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μ g/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 Mast cell tryptase 蛋白(货号 K545330)(红色):
 样品: 人结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 Mast cell tryptase 蛋白(货号 K545330)(红色):
 样品: 小鼠皮肤, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603