

Anti-ARSG 兔多克隆抗体

K1346854 -20°C



产品信息

蛋白质全称	芳基硫酸酯酶 G
别名	ARSG, arylsulfatase G, ASG, KIAA1001
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Arsg 合成肽
Uniprot ID	Q3TYD4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	57 kDa / 50 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 脑


背景

Displays arylsulfatase activity at acidic pH towards the artificial substrate p-nitrocatechol sulfate. Catalyzes the hydrolysis of the 3-sulfate groups of the N-sulfo-D-glucosamine 3-O-sulfate units of heparin.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 ARSG 蛋白(货号 K1346854).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603