

Anti-Protocadherin-1 兔多克隆抗体

K1346953 -20°C



产品信息

蛋白质全称	原钙粘蛋白 1
别名	Cadherin like protein 1, PC42, PCDH1, PCDH42, protocadherin 1, Protocadherin 42
免疫原	对应于人原钙粘蛋白-1 的重组蛋白
Uniprot ID	Q08174
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	115 kDa / 145 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 500-1: 2000
 阳性样品：Hep G2 细胞


背景

May be involved in cell-cell interaction processes and in cell adhesion.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Protocadherin-1 蛋白(货号 K1346953).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603