

# Recombinant Anti-Cytokeratin 17 antibody (小鼠单克隆抗体)

**K546089** -20°C


## 产品信息

|               |   |
|---------------|---|
| 蛋白质全称         | I型细胞角蛋白 17  |
| 别名            | Cytokeratin-17, CK-17, Keratin-17, Krt1-17, Krt17, K17, keratin 17 epitope S1, PCHC1, PC2 |
| 免疫原           | KLH 偶联的人 Cytokeratin 17 合成肽   |
| Uniprot ID    | Q9QWL7  |
| 抗体亚型          | IgG1, κ   |
| 克隆号           | SB113   |
| 纯化方式          | 亲和纯化  |
| 亚细胞定位         | 细胞质   |
| 预测分子量 / 观测分子量 | 48 kDa / 48 kDa   |

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 2000  
 阳性样品: A-431 细胞

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品: 食管癌


## 背景

Type I keratin involved in the formation and maintenance of various skin appendages, specifically in determining shape and orientation of hair. Required for the correct growth of hair follicles, in particular for the persistence of the anagen (growth) state. Modulates the function of TNF-alpha in the specific context of hair cycling. Regulates protein synthesis and epithelial cell growth through binding to the adapter protein SFN and by stimulating Akt/mTOR pathway. Involved in tissue repair. May be a marker of basal cell differentiation in complex epithelia and therefore indicative of a certain type of epithelial "stem cells".


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


## 图像



WB 检测 Cytokeratin 17 蛋白(货号 K546089).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB69903), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.



IHC 检测 Cytokeratin 17 蛋白(货号 K546089).  
 样品: 人食管癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 Cytokeratin 17 蛋白(货号 K546089)(红色).  
 样品: 人食管癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: Cy3 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB63903), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

**For Research Use Only!**
**Ver. No.: V1-202603**