

Recombinant Anti-S100 beta antibody (小鼠单克隆抗体)

K546080 -20°C



产品信息

蛋白质全称	S100 钙结合蛋白 B
别名	NEF, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100, S100 Beta, S100 calcium binding protein B, S100B, S100beta, S100-B, S100β
免疫原	KLH 偶联的人 S100 beta 合成肽
Uniprot ID	P04271
抗体亚型	IgG1, κ
克隆号	SB145
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞质, 分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 脑, 结肠


背景

S100B is glial-specific and is expressed primarily by astrocytes, but not all astrocytes express S100B. It has been shown that S100B is only expressed by a subtype of mature astrocytes that ensheath blood vessels and by NG2-expressing cells. This protein may function in neurite extension, proliferation of melanoma cells, stimulation of Ca²⁺ fluxes, inhibition of PKC-mediated phosphorylation, astrocytosis and axonal proliferation, and inhibition of microtubule assembly.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



IHC 检测 S100 beta 蛋白(货号 K546080).
 样品: 人结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 S100 beta 蛋白(货号 K546080).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 S100 beta 蛋白(货号 K546080).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603