

Recombinant Anti-V5 tag antibody (小鼠单克隆抗体)

K545057 -20°C



产品信息

蛋白质全称	V5 标签
别名	GKPIPPLLGLDST, V5, V5 tag, V5-tag
免疫原	KLH 偶联的 V5 tag 合成肽
抗体亚型	IgG1, κ
克隆号	SB206
纯化方式	亲和纯化

应用

WB 免疫印迹

物种: Species independent

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品:

ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: Species independent

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: Expi293 细胞


背景

The V5 Tag Peptide is a synthetic peptide consisting of 14 amino acids isolated from the P and V proteins of simian virus 5 (SV5). The antibody is developed against the V5 Tag peptide, which presents in many vectors.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



ICC 检测 V5 tag 蛋白(货号 K545057)(红色)。
 样品: Expi293 细胞, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB63903), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



ICC 检测 V5 tag 蛋白(货号 K545057)(红色)。
 样品: Expi293 细胞, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB63903), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603