

Anti-Osteopontin 小鼠单克隆抗体

K2366984 -20°C



产品信息

蛋白质全称	骨桥蛋白
别名	Bone sialoprotein 1, Nephropontin, Secreted phosphoprotein 1, SPP-1, Urinary stone protein, Uropontin, SPP1, BNSP, OPN, PSEC0156, BSP1, ETA-1, Osteopontin
免疫原	大鼠 Osteopontin 重组蛋白
Uniprot ID	P08721
抗体亚型	IgG1, κ
克隆号	5C5A7
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 大鼠

稀释比: 1: 700-1: 2100

阳性样品: 骨, 股骨


背景

Osteopontin (OPN), also known as bone sialoprotein I (BSP-1 or BNSP), early T-lymphocyte activation (ETA-1), secreted phosphoprotein 1 (SPP1), 2ar and Rickettsia resistance (Ric), is a protein that in humans is encoded by the SPP1 gene (secreted phosphoprotein 1). Osteopontin is the principal phosphorylated glycoprotein of bone and is expressed in a limited number of other tissues including dentine. Osteopontin is produced by osteoblasts under stimulation by calcitriol and binds tightly to hydroxyapatite.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Osteopontin 蛋白 (货号 K2366984).
 样品: 大鼠骨, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.
 一抗: 1: 1400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Osteopontin 蛋白 (货号 K2366984).
 样品: 大鼠股骨, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.
 一抗: 1: 1400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603