

Anti-GSK3 beta 小鼠单克隆抗体

K238505 -20°C



产品信息

蛋白质全称	糖原合酶激酶 3β
别名	GSK3B, Gsk3b, 7330414F15Rik, 8430431H08Rik, C86142, GSK-3, GSK-3beta, GSK3, glycogen synthase kinase 3 beta
免疫原	小鼠 GSK3 beta 重组蛋白
Uniprot ID	Q9WV60
抗体亚型	IgG1, κ
克隆号	6A3F9
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核, 细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	47 kDa / 47 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品: A-431 细胞

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品: 卵巢癌, 睾丸

背景

Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) is a proline-directed serine-threonine kinase that was initially identified as a phosphorylating and an inactivating agent of glycogen synthase. Two isoforms, alpha (GSK3A) and beta, show a high degree of amino acid homology. GSK3B is involved in energy metabolism, neuronal cell development, and body pattern formation. It might be a new therapeutic target for ischemic stroke.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



WB 检测 GSK3 beta 蛋白(货号 K238505).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB69903), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.



IHC 检测 GSK3 beta 蛋白(货号 K238505).
 样品: 人卵巢癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型(货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 GSK3 beta 蛋白(货号 K238505).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型(货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603