

Recombinant Anti-Calretinin antibody (兔单克隆抗体)

K547040 -20°C



产品信息

蛋白质全称	钙视网膜蛋白
别名	CALB2, CAB29, CAL2, CR, calbindin 2
免疫原	小鼠 Calretinin 重组蛋白
Uniprot ID	P22676
抗体亚型	IgG
克隆号	SB434
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞突起, 突触
预测分子量 / 观测分子量	29 kDa / 29 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2500
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: 脑


背景

Calretinin also known as 29 kDa calbindin is a calcium-binding protein involved in calcium signaling. Calretinin is an intracellular calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. Members of this protein family have six EF-hand domains which bind calcium. This protein plays a role in diverse cellular functions, including message targeting and intracellular calcium buffering. Calretinin has an important role as a modulator of neuronal excitability including the induction of long-term potentiation.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Calretinin 蛋白(货号 K547040).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Calretinin 蛋白(货号 K547040).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603