

Anti-GilZ/TilZ 兔多克隆抗体

K133909 -20°C



产品信息

| | |
|------------|---|
| 蛋白质全称 | TSC22 结构域家族蛋白 3 |
| 别名 | TSC22D3, DIP, DSIPI, GILZ, TSC-22R, hDIP, TSC2 domain family member 3 |
| 免疫原 | KLH 偶联的小鼠 GILZ 合成肽 |
| Uniprot ID | Q9Z2S7 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质, 细胞核 |

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 800-1: 3000

阳性样品: 脑, 肾


背景

Protects T-cells from IL2 deprivation-induced apoptosis through the inhibition of FOXO3A transcriptional activity that leads to the down-regulation of the pro-apoptotic factor BCL2L1. In macrophages, plays a role in the anti-inflammatory and immunosuppressive effects of glucocorticoids and IL10. In T-cells, inhibits anti-CD3-induced NFKB1 nuclear translocation. In vitro, suppresses AP1 and NFKB1 DNA-binding activities (By similarity).


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 GilZ/TilZ 蛋白(货号 K133909).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 GilZ/TilZ 蛋白(货号 K133909).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603