

Anti-Endostatin 兔多克隆抗体

K133987 -20°C



产品信息

蛋白质全称	XVIII 型胶原 α -1 链
别名	COL18A1, Collagen alpha 1(XVIII) chain, collagen, type XVIII, alpha 1, Endostatin, FLJ27325, FLJ34914, KNO, KNO1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Endostatin 合成肽
Uniprot ID	P39061
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠

稀释比: 1: 500-1: 2000

阳性样品: 肾


背景

Endostatin is a naturally occurring, 20-kDa C-terminal fragment derived from type XVIII collagen. It is reported to serve as an anti-angiogenic agent, similar to angiostatin and thrombospondin. Endostatin is a broad-spectrum angiogenesis inhibitor and may interfere with the pro-angiogenic action of growth factors such as basic fibroblast growth factor (bFGF/FGF-2) and vascular endothelial growth factor (VEGF).


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μ g/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Endostatin 蛋白(货号 K133987).
 样品: 人肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Endostatin 蛋白(货号 K133987).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603