

Anti-Survivin 兔多克隆抗体

K133531 -20°C


产品信息

蛋白质全称	杆状病毒 IAP 重复蛋白 5
别名	API4, Apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor
免疫原	小鼠 Survivin 重组蛋白
Uniprot ID	O70201
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	纺锤体, 细胞核, 细胞质
预测分子量 / 观测分子量	16 kDa / 16 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 600-1: 800
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 400-1: 800
 阳性样品: 脾


背景

Multitasking protein that has dual roles in promoting cell proliferation and preventing apoptosis. Component of a chromosome passage protein complex (CPC) which is essential for chromosome alignment and segregation during mitosis and cytokinesis. Acts as an important regulator of the localization of this complex; directs CPC movement to different locations from the inner centromere during prometaphase to midbody during cytokinesis and participates in the organization of the center spindle by associating with polymerized microtubules.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Survivin 蛋白(货号 K133531).
 样品: 小鼠脾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Survivin 蛋白(货号 K133531).
 样品: 大鼠脾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603