

# Anti-MEKK1 兔多克隆抗体

**K134689** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	丝裂原活化蛋白激酶激酶 1
别名	MAP3K1, MAPKKK1, MEKK, MEKK 1, MEKK1, SRXY6, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1
免疫原	小鼠 MEKK1 重组蛋白
Uniprot ID	P53349
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	161 kDa / 161 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 胰腺

## 背景

Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 is an enzyme that in humans is encoded by the MAP3K1 gene. MAP3K, or MEK kinase or Raf, is a serine/threonine kinase that occupies a pivotal role in a network of phosphorylating enzymes integrating cellular responses to a number of mitogenic and metabolic stimuli, including insulin and many growth factors. Mouse genetics has revealed that the kinase is important in: correct embryogenesis, keratinocyte migration, T cell cytokine production and B cell antibody production.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 MEKK1 蛋白(货号 K134689).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

**For Research Use Only!**

**Ver. No.: V1-202603**