

Anti-14-3-3 alpha+beta 兔多克隆抗体

K134779 -20°C



产品信息

蛋白质全称	14-3-3 蛋白β/α亚型
别名	YWHAB, GW128, HEL-S-1, HS1, KCIP-1, YWHAA, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta
免疫原	KLH 偶联的小鼠 14-3-3 alpha + beta 合成肽
Uniprot ID	Q9CQV8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	28 kDa / 28 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 脑, 肺

背景

This gene encodes a protein belonging to the 14-3-3 family of proteins, members of which mediate signal transduction by binding to phosphoserine-containing proteins. This highly conserved protein family is found in both plants and mammals. The encoded protein has been shown to interact with RAF1 and CDC25 phosphatases, suggesting that it may play a role in linking mitogenic signaling and the cell cycle machinery. Two transcript variants, which encode the same protein, have been identified for this gene.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 14-3-3 alpha+beta 蛋白(货号 K134779).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603