

Anti-MK-3 兔多克隆抗体

K135082 -20°C


产品信息

蛋白质全称	MAP 激酶活化蛋白激酶 3
别名	MAPKAPK3, 3PK, MAPKAP-K3, MAPKAP3, MAPKAPK-3, MK-3, mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3, MDPT3, MAPKAP kinase 3, Chromosome 3p kinase
免疫原	小鼠 MK-3 重组蛋白
Uniprot ID	Q3UMW7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	43 kDa / 43 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 骨骼肌


背景

MAP kinase-activated protein kinase 3 is a member of the Ser/Thr protein kinase family. This kinase functions as a mitogen-activated protein kinase (MAP kinase)- activated protein kinase. MAP kinases are also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals. This kinase was shown to be activated by growth inducers and stress stimulation of cells. In vitro studies demonstrated that ERK, p38 MAP kinase and Jun N-terminal kinase were all able to phosphorylate and activate this kinase.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 MK-3 蛋白(货号 K135082).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603