

# Anti-PPP3CC 兔多克隆抗体

**K135373** -20°C


## 产品信息

蛋白质全称	丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶 2B 催化亚基γ
别名	Ppp3cc, PPP3CC, CALNA3, CNA3, PP2Bgamma, protein phosphatase 3 catalytic subunit gamma
免疫原	小鼠 PPP3CC 重组蛋白
Uniprot ID	P48455
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	59 kDa / 59 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人, 小鼠, 大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：脑

## 背景

Calcineurin is a calcium-dependent, calmodulin-stimulated protein phosphatase involved in the downstream regulation of dopaminergic signal transduction. Calcineurin is composed of a regulatory subunit and a catalytic subunit. The protein encoded by this gene represents one of the regulatory subunits that has been found for calcineurin. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 PPP3CC 蛋白(货号 K135373).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

**For Research Use Only!**
**Ver. No.: V1-202603**