

Anti-Nck 兔多克隆抗体

K135445 -20°C



产品信息

蛋白质全称	胞质蛋白 NCK1
别名	Nck1, NCK1, NCK, NCKalpha, nck-1, NCK adaptor protein 1
免疫原	小鼠 NCK1 重组蛋白
Uniprot ID	Q99M51
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	42 kDa / 50 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人, 小鼠, 大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：脾

背景

Adapter protein which associates with tyrosine-phosphorylated growth factor receptors or their cellular substrates. Maintains low levels of EIF2S1 phosphorylation by promoting its dephosphorylation by PP1. Plays a role in the DNA damage response, not in the detection of the damage by ATM/ATR, but for efficient activation of downstream effectors, such as that of CHEK2.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Nck 蛋白(货号 K135445).

样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 500 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603