

Anti-keap1 兔多克隆抗体

K135541 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Kelch 样 ECH 关联蛋白 1
别名	keap1, INrf2, KLHL19, Kelch like ECH associated protein 1, KIAA0132, Cytosolic inhibitor of Nrf2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 keap1 合成肽
Uniprot ID	Q9Z2X8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 750-1: 3000

阳性样品: 乳腺癌, 骨骼肌, 子宫


背景

Keap1 has been shown to interact with Nrf2, a master regulator of the antioxidant response, which is important for the amelioration of oxidative stress. Under quiescent conditions, Nrf2 is anchored in the cytoplasm through binding to Keap1, which in turn facilitates the ubiquitination and subsequent proteolysis of Nrf2. Such sequestration and further degradation of Nrf2 in the cytoplasm are mechanisms for the repressive effects of Keap1 on Nrf2.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



IHC 检测 Keap1 蛋白(货号 K135541).
 样品: 小鼠子宫, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 Keap1 蛋白(货号 K135541)(红色).
 样品: 人乳腺癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 1900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.



IF 检测 Keap1 蛋白(货号 K135541)(红色).
 样品: 大鼠骨骼肌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 1900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603