

Anti-RANGRF 兔多克隆抗体

K135550 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Ran 鸟嘌呤核苷酸释放因子
别名	MOG1, MOG 1, MOG1 homolog, Ran guanine nucleotide release factor, Ran-binding protein MOG1, RanGNRF, RANGRF, MOG
免疫原	KLH 偶联的小鼠 RANGRF 合成肽
Uniprot ID	Q9JIB0
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 3000

阳性样品: 睾丸


背景

This gene encodes a protein that has been shown to function as a guanine nucleotide release factor in mouse and to regulate the expression and function of the Nav1.5 cardiac sodium channel in human. Alternative splicing results in multiple transcript variants. May regulate the intracellular trafficking of RAN. Promotes guanine nucleotide release from RAN and inhibits binding of new GTP by preventing the binding of the RAN guanine nucleotide exchange factor RCC1.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 RANGRF 蛋白(货号 K135550).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 RANGRF 蛋白(货号 K135550).
 样品: 大鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603