

Anti-L1CAM 兔多克隆抗体

K1333012 -20°C


产品信息

蛋白质全称	神经细胞粘附分子 L1
别名	N-CAM-L1, CD171, L1cam, Caml1, L1-NCAM, MASA, MIC5, NILE, SPG1, HSAS1, Hyd, NCAM-L1, HSAS, Hyd, CD171 antigen, HSAS, MASA
免疫原	KLH 偶联的小鼠 L1CAM 合成肽
Uniprot ID	P11627
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	141 kDa / 141/220 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 4000
 阳性样品: 脑


背景

Neural cell adhesion molecule involved in the dynamics of cell adhesion and in the generation of transmembrane signals at tyrosine kinase receptors. During brain development, critical in multiple processes, including neuronal migration, axonal growth and fasciculation, and synaptogenesis. In the mature brain, plays a role in the dynamics of neuronal structure and function, including synaptic plasticity.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 L1CAM 蛋白(货号 K1333012).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 L1CAM 蛋白(货号 K1333012).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603