

# Anti-OB Cadherin 兔多克隆抗体

K1333024 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	钙粘蛋白-11
别名	OSF-4, Osteoblast cadherin, OB-cadherin, Cdh11, CAD11, Cadherin 11 type 2, Cad-11
免疫原	KLH 偶联的小鼠 OB Cadherin 合成肽
Uniprot ID	P55288
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	88 kDa / 120 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 睾丸


## 背景

The cadherin super family comprises a large number of membrane glycoproteins with one or more cadherin repeats, which are involved in Ca<sup>2+</sup> dependent cell-cell adhesion. Cadherin-11, also known as OB-cadherin, is a type II classical cadherin. Classical cadherins are type I transmembrane proteins with an N-terminal extracellular domain containing five tandem cadherin repeats and a C-terminal cytoplasmic domain with a characteristic sequence for binding to catenins.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 OB Cadherin 蛋白(货号 K1333024).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603