

# Anti-NFAT2 兔多克隆抗体

K1333081 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	活化 T 细胞核因子胞质 1
别名	NF-ATc1, NFATc1, Nfat2, NFAT transcription complex cytosolic component, NFATc
免疫原	小鼠 NFAT2 重组蛋白
Uniprot ID	O88942
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 250-1: 1000

阳性样品: 皮肤, 脾


## 背景

The product of this gene is a component of the nuclear factor of activated T cells DNA-binding transcription complex. This complex consists of at least two components: a preexisting cytosolic component that translocates to the nucleus upon T cell receptor (TCR) stimulation, and an inducible nuclear component. Proteins belonging to this family of transcription factors play a central role in inducible gene transcription during immune response. The product of this gene is an inducible nuclear component. It functions as a major molecular target for the immunosuppressive drugs such as cyclosporin A.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 NFAT2 蛋白(货号 K1333081).  
 样品: 小鼠皮肤, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 NFAT2 蛋白(货号 K1333081)(红色).  
 样品: 大鼠脾, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.  
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603