

Anti-GABA A Receptor alpha 1 兔多克隆抗体

K135148 -20°C



产品信息

蛋白质全称	γ-氨基丁酸受体α-1 亚基
别名	Gabra1, GABRA1, ECA4, EIEE19, EJM, EJM5, gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha1 subunit, GABA A Receptor alpha 1, Gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha1 subunit
免疫原	KLH 偶联的小鼠 GABA A Receptor alpha 1 合成肽
Uniprot ID	P62812
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	膜, 分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 300-1: 1500

阳性样品: 脑, 多形性胶质母细胞瘤, 肺


背景

Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-1 is a protein that in humans is encoded by the GABRA1 gene. GABA is the major inhibitory neurotransmitter in the mammalian brain where it acts at GABA-A receptors, which are ligand-gated chloride channels. Chloride conductance of these channels can be modulated by agents such as benzodiazepines that bind to the GABA-A receptor. At least 16 distinct subunits of GABA-A receptors have been identified. The GABRA1 receptor is the specific target of the z-drug class of nonbenzodiazepine hypnotic agents and is responsible for their hypnotic and hallucinogenic effects.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



IHC 检测 GABA A Receptor alpha 1 蛋白(货号 K135148).
 样品: 小鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 GABA A Receptor alpha 1 蛋白(货号 K135148).
 样品: 人多形性胶质母细胞瘤, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 GABA A Receptor alpha 1 蛋白(货号 K135148).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603