

Anti-Gastrin releasing peptide 兔多克隆抗体

K1333501 -20°C



产品信息

蛋白质全称	胃泌素释放肽
别名	GRP, BN, GRP-10, preprogastrin releasing peptide
免疫原	小鼠 GRP 重组蛋白
Uniprot ID	Q8R1I2
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	16 kDa / 19 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：脑


背景

This gene encodes a member of the bombesin-like family of gastrin-releasing peptides. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate two peptides, gastrin-releasing peptide and neuromedin-C. These peptides regulate numerous functions of the gastrointestinal and central nervous systems, including release of gastrointestinal hormones, smooth muscle cell contraction, and epithelial cell proliferation. These peptides are also likely to play a role in human cancers of the lung, colon, stomach, pancreas, breast, and prostate.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Gastrin releasing peptide 蛋白(货号 K1333501).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603