

Anti-Cytokeratin 10 兔多克隆抗体

K1334239 -20°C



产品信息

蛋白质全称	I型细胞角蛋白 10
别名	56 kDa cytokeratin, Cytokeratin-10, CK-10, Keratin-10, Krt10, K10, BCIE, BIE
免疫原	小鼠 Cytokeratin 10 重组蛋白
Uniprot ID	P02535
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞表面

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：大鼠

稀释比：1: 1000-1: 4000

阳性样品：皮肤, 胃


背景

Keratins are a large family of proteins that form the intermediate filament cytoskeleton of epithelial cells, which are classified into two major sequence types. Type I keratins are a group of acidic intermediate filament proteins, including K9-K23, and the hair keratins Ha1-Ha8. Type II keratins are the basic or neutral counterparts to the acidic type I keratins, including K1-K8, and the hair keratins, Hb1-Hb6. As a type I keratin, keratin 10 is a suprabasal marker of differentiation in stratified squamous epithelia.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Cytokeratin 10 蛋白(货号 K1334239).
 样品: 大鼠皮肤, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Cytokeratin 10 蛋白(货号 K1334239).
 样品: 大鼠胃, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603