

Anti-DDX3Y 兔多克隆抗体

K1334620 -20°C



产品信息

蛋白质全称	ATP 依赖 RNA 解旋酶 DDX3Y
别名	D1Pas1-related sequence 1, DEAD box protein 3, Y-chromosomal, DEAD-box RNA helicase DEAD2, mDEAD2, Ddx3y, D1Pas1-rs1, Dead2
免疫原	小鼠 DDX3Y 重组蛋白
Uniprot ID	Q62095
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	73 kDa / 75 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 海马区


背景

DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 DDX3Y 蛋白(货号 K1334620).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603