

Anti-MNDA 兔多克隆抗体

K1334773 -20°C



产品信息

蛋白质全称	干扰素激活蛋白 205B
别名	Ifi-205-B, Interferon-inducible protein p205-B, Myeloid cell nuclear differentiation antigen, Protein D3, Mnda, OTTHUMP00000024384, PYHIN3
免疫原	小鼠 MNDA 重组蛋白
Uniprot ID	P0DOV1
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 1700-1: 3400

阳性样品: 损伤肺, 脾


背景

The gene may act as a transcriptional activator/repressor in the myeloid lineage. Plays a role in the granulocyte/monocyte cell-specific response to interferon. Stimulates the DNA binding of the transcriptional repressor protein YY1. This product provides a new panel of monoclonal antibodies which stain early precursor and mature forms of human myeloid cells. This panel of monoclonal antibodies reacts with antigenic determinants present in normal myeloid cells and leukemias of similar derivation.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 MNDA 蛋白(货号 K1334773).
 样品: 小鼠损伤肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 MNDA 蛋白(货号 K1334773).
 样品: 小鼠脾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603