

Anti-APOBEC4 兔多克隆抗体

K1334803 -20°C



产品信息

蛋白质全称	假定 C→U 编辑酶 APOBEC-4
别名	Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like 4, Apobec4, C1orf169, MGC26594
免疫原	KLH 偶联的小鼠 APOBEC4 合成肽
Uniprot ID	Q497M3
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：大鼠

稀释比：1: 400-1: 1600

阳性样品：脑，睾丸

背景

This gene encodes a member of the AID/APOBEC family of polynucleotide (deoxy)cytidine deaminases, which convert cytidine to uridine. Other AID/APOBEC family members are involved in mRNA editing, somatic hypermutation and recombination of immunoglobulin genes, and innate immunity to retroviral infection.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 APOBEC4 蛋白(货号 K1334803).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 APOBEC4 蛋白(货号 K1334803).
 样品: 大鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603